


LARYVOX® TAPE CONVEX

REF 48500



- ▶ Plaque de base convenant bien à un trachéostome profond
- ▶ Le support en nid d'abeilles offre une structure globale solide
- ▶ De par sa structure flexible en nid d'abeilles, le **LARYVOX® Tape CONVEX** offre un important confort de port, au vu de sa grande résistance associée à sa flexibilité et à son confort de port
- ▶ La languette à déchirer de forme ergonomique permet un positionnement aisé
- ▶ La bande assure une étanchéité fiable grâce à une large surface adhésive et simplifie la phonation
- ▶ Une nouvelle languette permet un retrait aisé de la bande de la peau
- ▶ Système de fixation pour l'utilisation quotidienne de cassettes filtrantes HME ou de valves de trachéostome munies chacune d'un adaptateur de 22 mm
- ▶ **LARYVOX® Tape CONVEX** convient bien à une utilisation avec une valve de phonation sans manipulation
- ▶ Matériau transparent et hydrophobe
- ▶ Forme : ovale ou convexe

CONTENU

LARYVOX® TAPE CONVEX **REF 48500**
 10 x plaque de base, emballée individuellement
 1 x mode d'emploi