

LARYVOX® DUO BRUSH & LARYVOX® STOMA LIGHT

REF 29110



REF 29120



REF 69101 (optional)



- ▶ Für die schonende und gründliche tägliche Reinigung von Stimmprothesen
- ▶ Mit einer Bürste für die Reinigung des inneren Kanals der Stimmprothese in der tracheoösophagealen Fistel und einem Schaumstoffschwämmchen zur Entfernung von Ablagerungen und Sekret vom trachealen Flansch der Stimmprothese
- ▶ **LARYVOX® Duo Brush Extra** mit konisch geformtem Bürstenkopf – dieser ermöglicht eine intensive Reinigung der Innenseite der Ventilklappe und des angrenzenden ösophagealen Flansch-Anteils
- ▶ Bewegen Sie **LARYVOX® Duo Brush Extra** nur unter Drehbewegungen im Stimmprothesenkörper - ansonsten besteht die Gefahr einer Prothesendislokation
- ▶ Inkl. **LARYVOX® Clip** für die Fixierung einer Stomaleuchte (**LARYVOX® Stoma Light**, separat erhältlich). Die Kombination von Bürste und Lampe ermöglicht die Durchführung des Reinigungsprozesses mit einer Hand, während die andere Hand freibleibt
- ▶ Mit einem Spiegel auf der Rückseite der Box für die bequeme tägliche Reinigung durch den Patienten selbst. Die Notwendigkeit, einen separaten Spiegel mit sich zu führen, entfällt
- ▶ **LARYVOX® Stoma Light**, batteriebetrieben (Batterie im Lieferumfang enthalten), mit sehr heller LED-Leuchte für effektives und sicheres Reinigen der Stimmprothese

LIEFERUMFANG

LARYVOX® Duo Brush REF 29110-xx

6 x Stimmprothesenbürste im Etui,
Größen 06 - 18

Bei Bestellung bitte die Größe hinter der Artikelnummer angeben (siehe Tabelle).

oder

LARYVOX® Duo Brush Extra REF 29120

6 x Stimmprothesenbürste im Etui, Einheitsgröße

Optional erhältlich:

LARYVOX® Stoma light REF 69101

Größe 29110-xx	Größe Stimmprothese	REF
06	4 - 6	29110-06
08	7 - 8	29110-08
10	9 - 10	29110-10
12	11 - 13	29110-12
18	14 - 18	29110-18

CE 0482