

FAHL

OPTIFAHL® STOMA OIL

REF 31525



REF 31550



- ▶ Huile neutre incolore servant de lubrifiant pour canules trachéales
- ▶ Aucune irritation de la muqueuse
- ▶ Facilite l'introduction de la canule trachéale dans le trachéostome
- ▶ Également à utiliser pour des canules trachéales avec canules internes : la lubrification de la canule interne facilite son introduction dans la canule externe
- ▶ **REF 31525** : Flacon PET avec compte-gouttes pour garantir un dosage économique et précis de l'huile pour stomie !
- ▶ **REF 31550**: Lingette d'huile pour stomie: pas d'égouttage, garantie du dosage approprié, conditionnement hygiénique et pratique; idéale en déplacement !

CONTENU

OPTIFAHL® STOMA OIL **REF 31525**
1 x Flacon PET (25 ml)

ou

OPTIFAHL® STOMA OIL Towel **REF 31550**
Taille: 135 x 200 mm
Paquet de 30 pièces (à 4 ml), emballées individuellement

