

HUMIDOPHONE® PLUS RED / HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46487-03



CE

REF 46489-03



CE 0482

- ▶ Válvula fonatoria con filtro integrado
- ▶ Inconfundible por su color rojo que la distingue de otros accesorios, como p. ej., un HME
- ▶ La membrana está cerrada en la posición inicial (posición cerrada de la válvula) y se abre durante la inspiración.
- ▶ Ventaja: no se requiere una presión de soplado inicial elevada para cerrar la válvula y permitir la fonación. Menor cansancio para el paciente, mejor calidad fonatoria.
- ▶ De altura y peso reducidos
- ▶ Filtro de poliuretano de poros abiertos
- ▶ Filtro en posición proximal (hacia el paciente)
- ▶ Con multiadaptador: apta para un conector de 15 mm (UNI) y también para un adaptador combinado de 22 mm (KOMBI)
- ▶ **HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED** (REF 46489-03) con conexión para oxígeno (conector de 5 mm)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- ▶ Instrucciones de uso

HUMIDOPHONE® PLUS RED

REF 46487-03

30 válvulas fonatorias

o

HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46489-03

30 válvulas fonatorias

Producto	UV	REF
HUMIDOPHONE® PLUS RED	30 unidades, envasadas en unidades de embalaje de 5	46487-03
HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED	30 unidades, envasadas en unidades de embalaje de 5	46489-03

La válvula fonatoria HUMIDOPHONE® la deben utilizar exclusivamente pacientes que conservan parcial o totalmente la laringe.