

FAHL

ABSORBELLIN®

steril

REF 30850



REF 30851



REF 30852



REF 30853



REF 30854



- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Alle **Absorbellin®** Kompressen sind aus hydrophilem Polyurethan-Schaumstoff, der Flüssigkeiten zuverlässig aufnimmt
- ▶ **Absorbellin®** Kompressen liegen weich auf empfindlicher Haut auf und polstern durch den dichten Polyurethan-Schaumstoff die empfindlichen Hautareale
- ▶ **Absorbellin® PED** ist speziell für Neugeborene und Kleinkinder gefertigt
- ▶ **Absorbellin® Drain** zur Polsterung von Drainagen, Sonden, Kathetern und zur Aufnahme von Wundflüssigkeiten
- ▶ Alle Kompressen sind steril
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum Wechsel bei liegender Trachealkanüle oder Drainage

LIEFERUMFANG

Absorbellin®, slit, sterile 10 x Trachealkompressen	REF 30850
oder Absorbellin®, sterile 10 x Trachealkompressen	REF 30851
oder Absorbellin® PED, sterile 10 x Trachealkompressen	REF 30852
oder Absorbellin® PED, slit, sterile 10 x Trachealkompressen	REF 30853
oder Absorbellin® Drain, slit, sterile 10 x Drainagenkompressen	REF 30854

Produkt	Größe	VE	REF
Absorbellin®, slit, sterile	9 x 10 cm	10	30850
Absorbellin®, sterile	9 x 10 cm	10	30851
Absorbellin® PED, sterile	6 x 6,5 cm	10	30852
Absorbellin® PED, slit, sterile	6 x 6,5 cm	10	30853
Absorbellin® Drain, slit, sterile	7,5 x 9 cm	10	30854

CE 0482