

HUMIDOPHONE® PLUS RED / HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46487-03



CE

REF 46489-03



CE 0482

Het HUMIDOPHONE®-spreekventiel mag uitsluitend worden gebruikt door patiënten met een gedeeltelijk of volledig behouden strottenhoofd!

- ▶ Spreekventiel met geïntegreerd filter
- ▶ Dankzij rode signaalkleur onverwisselbaar en goed te onderscheiden van andere opzetstukken, bijv. een HME
- ▶ Het membraan is in uitgangspositie gesloten (closed-position ventiel) – het gaat tijdens het inademen open.
- ▶ Voordeel: er is geen grote aanblaasdruk nodig om het ventiel te sluiten en om te kunnen spreken. Minder vermoeiend voor de patiënt, betere spreekkwaliteit.
- ▶ Vlak profiel, gering gewicht
- ▶ Polyurethaan-filter met open poriën
- ▶ Filter in proximale positie (naar de patiënt toe)
- ▶ Met multi-adapter: past zowel op een 15 mm connector (UNI) als op een 22 mm combi-adapter (KOMBI)
- ▶ **HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED** (REF 46489-03) met zuurstofaansluiting (steekaansluiting 5 mm)

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

HUMIDOPHONE® PLUS RED

REF 46487-03

30 x spreekventiel

of

HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46489-03

30 x spreekventiel

Product	VE	REF
HUMIDOPHONE® PLUS RED	30 stuks, telkens verpakt tot 5 stuks	46487-03
HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED	30 stuks, telkens verpakt tot 5 stuks	46489-03