

VOICETEC®

REF 77350



- ▶ Ermöglicht eine sehr gute Verstärkung einer leisen Ösophagusstimme
- ▶ Für Patienten mit eingeschränkter Stimmbandfunktion geeignet
- ▶ Ideal zur Stimmverstärkung in lauter Umgebung
- ▶ Zur Verwendung als externer Lautsprecher für Tonquellen wie Smartphones, Tablets, Computer etc.
- ▶ Klare Tonqualität
- ▶ Kontinuierliche Lautstärkeregelung
- ▶ Betriebsdauer bis zu 22 Stunden
- ▶ Tragbar mit längenverstellbarem Tragegurt
- ▶ Sehr geringes Gewicht (125 g)
- ▶ Abmessung: 9 x 7 x 2,5 cm
- ▶ Bluetooth-fähig

LIEFERUMFANG

VOICETEC®

REF 77350

- 1x Sprachverstärker
- 1x Kabelgebundenes Kopfbügel-Mikrofon
- 1x Tragegurt
- 1x USB Typ C-Ladekabel
- 1x AUX-Audiokabel
- 1x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

Headset Microphone
VOICETEC®

REF 77350-03

