

HUMIDOPHONE® PLUS RED / HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46487-03



CE

REF 46489-03



CE 0482

- ▶ Sprechventil mit integriertem Filter
- ▶ Durch rote Signalfarbe unverwechselbar und unterscheidbar zu anderen Aufsätzen, z.B. einem HME
- ▶ Die Membran ist in der Grundstellung geschlossen (closed-position Ventil) – sie öffnet sich beim Einatmen.
- ▶ Vorteil: Es ist kein großer Anblasdruck erforderlich, um das Ventil zu schließen und um sprechen zu können. Weniger ermüdend für den Patienten, bessere Sprachqualität.
- ▶ Flaches Profil, geringes Gewicht
- ▶ Offenporiger Polyutheran-Filter
- ▶ Filter in proximaler Position (zum Patienten hin)
- ▶ Mit Multiadapter: passt sowohl auf einen 15 mm-Konnektor (UNI) als auch auf einen 22 mm Kombiadapter (KOMBI)
- ▶ **HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED** (REF 46489-03) mit Sauerstoffanschluss (Steckanschluss 5 mm)

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOPHONE® PLUS RED

REF 46487-03

30 x Sprechventil

oder

HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46489-03

30 x Sprechventil

Produkt	VE	REF
HUMIDOPHONE® PLUS RED	30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt	46487-03
HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED	30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt	46489-03

Das HUMIDOPHONE® Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!