

LARYVOX® TAPE SPECIAL

REF 48145



REF 48245



REF 48345



- ▶ Material estable y transpirable; ofrece las mejores propiedades adhesivas posibles y un aspecto discreto
- ▶ Gran flexibilidad que simplifica la manipulación, sobre todo al atender traqueostomas difíciles
- ▶ No invasivo
- ▶ Uso prolongado gracias a su adaptación a la piel
- ▶ Apto para esfuerzos físicos
- ▶ Sin fricción en el interior del traqueostoma
- ▶ Con inserto de 22 mm para la colocación de un HME o de una válvula fonatoria con adaptador de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Posibilidad de combinarlo con cánulas de silicona especiales (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** o **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) si se requiere una estabilización adicional de la tráquea
- ▶ Disponible en tres modelos: redondo, oval, XL oval

VOLUMEN DE SUMINISTRO

LARYVOX® TAPE SPECIAL

15 x placa base, embaladas individualmente

1 x instrucciones de uso

round	REF 48145
oval	REF 48245
XL oval	REF 48345

