


LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

REF 48130



REF 48230



REF 48330



- ▶ Matériau souple et hypoallergénique à base d'hydro-colloïde
- ▶ Très grand confort de fixation
- ▶ Non invasif
- ▶ Capacité de l'hydrocolloïde à absorber des liquides/sécrétions pour préserver globalement l'hydratation de la peau
- ▶ Convient particulièrement à la peau sensible
- ▶ Interdit la combinaison avec une protection pour la douche
- ▶ Aucun frottement dans le trachéostome
- ▶ Avec embout de 22 mm pour le raccordement d'un HME ou d'une valve de phonation avec adaptateur de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Peut être combiné avec des canules de silicone spécifiques (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** ou **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) en cas de nécessité d'une stabilisation supplémentaire de la trachée
- ▶ Trois formes disponibles : rond, ovale, XL ovale

CONTENU

LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

15 x plaque de base, emballée individuellement

1 x mode d'emploi

round**REF 48130****oval****REF 48230****XL oval****REF 48330**