

FAHL® TRACHEOSPREIZER

steril

REF 33502



- ▶ Ermöglicht die Spreizung des Tracheostomas bei Tracheotomierten und Laryngektomierten
- ▶ Unentbehrliches Hilfsmittel für den Kanülenwechsel und für Notfallsituationen, z.B. bei der Dekanülierung
- ▶ Die Spitzen des Tracheospreizers sind besonders geformt und abgerundet, so dass die Verletzungsgefahr beim Einführen in das Tracheostoma minimiert wird
- ▶ Aufgrund der speziellen Konstruktion mit den drei spreizbaren Flügeln kann das Tracheostoma während des Trachealkanülen-Wechsels gleichmäßig und zirkulär in alle Richtungen geöffnet werden
- ▶ Ergonomisches Design: Der Tracheospreizer wird durch das Zusammendrücken der Griffe geöffnet und das Tracheostoma gespreizt.
- ▶ Dies entspricht der natürlichen Ergonomie der Handführung und erlaubt eine präzise und feingesteuerte Kontrolle des Spreizungsvorgangs.

LIEFERUMFANG

FAHL® Tracheospreizer
1 x Trachealspreizer

REF 33502

CE 0482