


LARYVOX® TAPE CONVEX

REF 48500



- ▶ Basisplaat, zeer goed geschikt voor een diepliggend tracheostoma
- ▶ De basisplaat als honingraatkern biedt een sterke totaalstructuur
- ▶ Dankzij de flexibele honingraatkern biedt **LARYVOX® Tape CONVEX** een hoog draagcomfort, omdat het bijzonder sterk, maar tegelijkertijd flexibel en comfortabel te dragen is
- ▶ De ergonomisch gevormde afscheurlus zorgt voor een eenvoudige plaatsing
- ▶ De tape zorgt voor een betrouwbare afdichting door een breed kleefoppervlak, hetgeen de spraakvorming vereenvoudigt
- ▶ Een nieuwe lus zorgt dat de tape gemakkelijk van de huid kan worden verwijderd
- ▶ Bevestigingssysteem voor dagelijks gebruik van HME-filtercassettes of tracheostomieventielen met elk een 22 mm-adapter
- ▶ **LARYVOX® Tape CONVEX** is zeer geschikt voor gebruik met een vingervrij spreekventiel
- ▶ Transparante uitvoering en waterafstotend materiaal
- ▶ Vorm: ovaal of convex

LEVEROMVANG

LARYVOX® TAPE CONVEX **REF 48500**
 10 x Tracheostomapleister, individueel verpakt
 1 x gebruiksaanwijzing