

OPTISWAB SET PURE / OPTISWAB SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



► Beide Sets zur Reinigung von Trachealkanülen enthalten:

- **OPTIBRUSH® CONT XL** Reinigungsdose (800 ml) (REF 31300) mit großem Durchmesser, um die Reinigung von Trachealkanülen zu ermöglichen. Sie enthält einen herausnehmbaren Siebeinsatz, der das Bewegen der Kanülen in der Lösung ermöglicht.
- **OPTICIT®** 100 g Desinfektionspulver (REF 331170): basierend auf Carat, einem bewährten Desinfektionsmittelwirkstoff für die Desinfektion von medizinischen Produkten. Äußerst wirksam gegen Endosporen, viele Mikroorganismen und Viren, inkl. MRSA, HBV/HIV/HCV). Einfache Anwendung durch Vermischen mit Wasser zur Erstellung der gebrauchsfertigen Lösung.

► **OPTISWAB SET PURE (REF 31025)** enthält:

- **OPTIBRUSH® SWAB** Reinigungstupfer (REF 31910) zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschäumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff, insbesondere für Kinderkanülen.

► **OPTISWAB SET PURE XL (REF 31030)** enthält:

- **OPTIBRUSH® SWAB XL** (REF 31920) Reinigungstupfer zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschäumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff.

LIEFERUMFANG

OPTISWAB SET PURE REF 31025

1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose
1 x OPTICIT® Desinfektionspulver
4 x OPTIBRUSH® SWAB Reinigungstupfer
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTISWAB SET PURE XL REF 31030

1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose
1 x OPTICIT® Desinfektionspulver
4 x OPTIBRUSH® SWAB XL Reinigungstupfer
1 x Gebrauchsanweisung

Alle Set-Komponenten sind auch einzeln erhältlich.