

# TRACHEOPORT® COMPACT

## ASPIRATEUR

- ▶ Système d'aspiration particulièrement léger (2,5 kg) à utiliser à domicile ou en milieu hospitalier auprès de patients ayant des sécrétions de fluidité normale
- ▶ La pompe électrique à piston permet une aspiration de 24 l/min et un vide maximal de 0,76 bar maximum
- ▶ Fourni avec un réceptacle à sécrétions d'un volume de 1000 ml
- ▶ Filtre antibactérien qui prévient la pénétration de micro-organismes et de sécrétions dans le dispositif
- ▶ Filtre à air qui prévient l'expulsion de micro-organismes ainsi que de sécrétions provenant du dispositif et protège ainsi l'utilisateur
- ▶ La batterie est chargée au moyen d'un raccord à basse tension de 12 V.
- ▶ Le dispositif peut être chargé ou peut fonctionner au moyen du bloc d'alimentation ou de l'adaptateur allume-cigare
- ▶ La batterie est entièrement chargée en l'espace d'environ 4 heures
- ▶ La durée d'utilisation de la batterie s'élève à environ 60 minutes
- ▶ La puissance d'aspiration totale est disponible en cas de raccordement au



### Caractéristiques techniques

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Puissance d'aspiration</b>                            | 24 l/min $\pm$ 2 l/min                      |
| <b>Vide maximal</b>                                      | -76 kPa* ( -760 mbar; -570 mmHg) $\pm$ 4kPa |
| <b>Réceptacle à sécrétions</b>                           | 1.000 ml                                    |
| <b>Tubulure d'aspiration</b>                             | Longueur : 1,80 m ; diamètre : 6 mm         |
| <b>Alimentation électrique<br/>(Bloc d'alimentation)</b> | 100-240 V CA (+/- 10 %)                     |

### Caractéristiques techniques

|                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fréquence d'alimentation</b>                                            | 50/60 Hz                                                              |
| <b>Durée de fonctionnement en mode batterie (sans alimentation réseau)</b> | Durée de vie de la batterie : env. 60 min /<br>Fonctionnement continu |
| <b>Temps de chargement</b>                                                 | env. 4 h                                                              |
| <b>Dimensions (hxlxp)</b>                                                  | 213 x 364 x 175 mm                                                    |
| <b>Poids</b>                                                               | env. 2,5 kg                                                           |

### Bestellhinweis:

**TRACHEOPORT® COMPACT**

**Filtre anti-bactérien pour aspirateurs**

**Filtre à air** Boîte de 10 unités.

**RÉF 63600**

**RÉF 60800**

**RÉF 50000-07**