

FAHL® HAND FIX

REF 32470



REF 32472



REF 32482



REF 32485



- ▶ Puño acolchado con cierre de velcro y anilla de plástico para fijar la mano o el pie
- ▶ Puño suave con revestimiento de terciopelo agradable a la piel para un uso cómodo y un ajuste seguro
- ▶ Para pacientes autoasegurados
- ▶ Los puños tienen un grosor aproximado de 6 mm y están disponibles en diferentes versiones:
 - **NEO (REF 32470):**
3 x 12 cm (ancho x largo), longitud de la correa aprox. 2 x 65 cm
 - **PED (REF 32472):**
4 x 17 cm (ancho x largo), longitud de la correa aprox. 2 x 65 cm
 - **Normal (REF 32482):**
7 x 25 cm (ancho x largo), longitud de la correa aprox. 2 x 85 cm
 - **Grande (L) (REF 32485):**
7 x 30 cm (ancho x largo), longitud de la correa aprox. 2 x 85 cm
- ▶ Color: blanco-turquesa / blanco

VOLUMEN DE SUMINISTRO

FAHL® Hand Fix NEO, 3 x 12 cm 15 x 2 puños de fijación	REF 32470
o FAHL® Hand Fix PED, 4 x 17 cm 15 x 2 puños de fijación	REF 32472
o FAHL® Hand Fix, 7 x 25 cm 8 x 2 puños de fijación	REF 32482
o FAHL® Hand Fix L, 7 x 30 cm 8 x 2 puños de fijación	REF 32485