

COMBIPHON® / COMBIPHON® O₂

REF 27131



CE

REF 27132



CE 0482

- ▶ Spreekventiel - transparant, gering gewicht
- ▶ Met siliconemembraan
- ▶ Ventielmembraan is in uitgangspositie gesloten en wordt tijdens het inademen korte tijd geopend. Voordeel: er is geen grotere aanblaasdruk nodig om het ventiel te sluiten en zo spreken mogelijk te maken. Daardoor minder vermoeidheid bij de patiënt en betere spreekkwaliteit
- ▶ Met multi-adapter: past zowel op 15 mm connector (**UNI**) als op 22 mm adapter (**KOMBI**)
- ▶ Voor tracheotomiepatiënten, niet voor laryngectomiepatiënten
- ▶ Het spreekventiel kan uitsluitend in combinatie met een fonatiecanule worden gebruikt.

LEVEROMVANG**COMBIPHON®****REF 27131**

1 x Spreekventiel
1 x Gebruiksaanwijzing

of

COMBIPHON® O₂**REF 27132**

1 x Spreekventiel
1 x Gebruiksaanwijzing

Product	PU	REF
COMBIPHON®	1 Stuk	27131
COMBIPHON® O₂	1 Stuk	27132



UNI



KOMBI

O₂

Het COMBIPHON® spreekventiel mag uitsluitend worden gebruikt door patiënten met een geheel of gedeeltelijk behouden strottenhoofd!