

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M

REF 67900



REF 100705-2 (optioneel)



- ▶ Draagbaar afzuigapparaat voor subglottische afzuiging
- ▶ Secreetreservoir voor eenmalig gebruik, met geïntegreerde afzuigslang voor het hygiënisch en kiemarm vervangen van het reservoir
- ▶ Gebruik van het secreetreservoir voor eenmalig gebruik tot maximaal 7 dagen
- ▶ Geïntegreerd actief koolfilter voor geurreductie
- ▶ Geïntegreerd geleermiddel voor het binden van secrete
- ▶ Digitale display in Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands
- ▶ Individueel instelbaar:
 - Vacuüm: -60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
 - Zuigtijd: 10 - 60 sec (instelling in stappen van 1 seconde)
 - Pauzeduur: 3 - 60 min (instelling in stappen van 1 minuut)

LEVEROMVANG**DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M REF 67900**

- 1 x Afzuigapparaat incl. secreetreservoir voor eenmalig gebruik (250 ml) met afzuigslang en getrapte koppeling
- 1 x Secreetreservoir voor eenmalig gebruik (250 ml) met afzuigslang en getrapte koppeling
- 1 x Netvoeding **REF 67912**
- 1 x Snelstartgids
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Optioneel verkrijgbaar:

- 30 x Secreetreservoir voor eenmalig gebruik (250 ml) met getrapte koppeling **REF 67910**
- 1 x Houder variabel DYSSuction Suction Device M **REF 100705-2**

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M**APPARAATOVERZICHT**

- ① Bedieningspaneel
- ② Verwijderbaar secretereservoir
- ③ Afzuigslang
- ④ Aansluiting voor opladen

TECHNISCHE GEGEVENS

Vacuüm	-60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
Zuigtijd	10 - 60 sec (in stappen van 1 seconde)
Pauzeduur	3 - 60 min (in stappen van 1 minuut)
Zuigkracht aggregaat	max. 8 l/min
Afmetingen basiseenheid (h x b x d)	165 x 220 x 90 mm
Gewicht	1,2 kg
Bedrijfsduur	Met netvoeding: continubedrijf Met batterijvoeding: ca. 18 uur, afhankelijk van de belasting van de motor
Laadtijd	6 - 7 u bij lege batterij
Geluidsemissie	35 dB (A)