


LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

REF 48130



REF 48230



REF 48330



- ▶ Soepel en huidvriendelijk materiaal op hydrocolloïd-basis
- ▶ Hoog fixatiecomfort
- ▶ Niet-invasief
- ▶ Vermogen van het hydrocolloïd om vloeistoffen/secreet in te sluiten om de vochtthuishouding van de huid in haar totaliteit in stand te houden
- ▶ Met name bij gevoelige huid
- ▶ Combinatie met een douchebescherming is verboden!
- ▶ Geen wrijving binnen de tracheostoma
- ▶ Met 22 mm opzetstuk voor het aanbrengen van een HME of een spreekventiel met 22 mm adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kan worden gecombineerd met speciale siliconecanules (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** of **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) als extra stabilisatie van de trachea nodig is.
- ▶ Drie verschillende vormen verkrijgbaar: rond, ovaal, XL ovaal

LEVEROMVANG**LARYVOX® TAPE HYDROSOFT**

15 x Tracheostomapleister, individueel verpakt
1 x gebruiksaanwijzing

round	REF 48130
oval	REF 48230
XL oval	REF 48330

