

MUCOPROTECT® CUFF PRESSURE GAUGE



- ▶ Para supervisar la presión del manguito de cánulas traqueales y cánulas endotraqueales con manguito
- ▶ De gran superficie, permite una lectura exacta y con ella la máxima precisión
- ▶ Intervalo de presión óptima (20-30 cmH₂O) resaltado en turquesa, para una perfecta visibilidad
- ▶ Botón de despresurización lateral
- ▶ Apto para todos los balones de control con cierre Luer-Lock (norma de mercado)
- ▶ Tubo de conexión (75 cm de longitud) incluido en el volumen de suministro
- ▶ Tubos de conexión adicionales disponibles por separado (**MUCOPROTECT® Connection tube / REF 19506**)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

**MUCOPROTECT®
CUFF PRESSURE GAUGE** **REF 19500**
1 manómetro de presión de manguito (CUFF)
1 tubo de conexión
1 manual de instrucciones

Opcional:

**MUCOPROTECT®
CONNECTION TUBE (75 cm)** **REF 19506**

CE 0482