

HUMIDOLIFE®

REF 46445



- ▶ Warmte- en vochtwisselaar/kunstmatische neus (HME: Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm-connector (UNI) – past op alle tracheacanules met 15 mm connector
- ▶ Vochtwisselaar van cellulose, die een efficiënte bevochtiging van de luchtwegen tot maximaal 24 uur garandeert
- ▶ Op de zuurstofaansluiting (ISO steekaansluiting, 6 mm) aan de zijkant kan een verbindingsslang worden aangesloten, waardoor een combinatie met een zuurstofbron mogelijk is
- ▶ Kleine, inwendig liggende kamer voor het verzamelen van sputum.
- ▶ Vrij van latex en DEHP

LEVEROMVANG

HUMIDOLIFE
1 x HME-filter

REF 46445

Technische gegevens

Teugvolume	150 - 1500 ml	Inademing	
Gewicht	8,5 g	0,5 l/s:	0,55 Hpa
Lengte	45 mm	1,0 l/s:	1,49 Hpa
Dode ruimte	16 ml	1,5 l/s:	2,83 Hpa
Vochtverlies		Uitademing	
VT = 250 ml:	11,0 mgH ₂ O/L	0,5 l/s:	0,42 Hpa
VT = 500 ml:	15,4 mgH ₂ O/L	1,0 l/s:	1,18 Hpa
VT = 750 ml:	16,6 mgH ₂ O/L	1,5 l/s:	2,12 Hpa
VT = 1000 ml:	18,7 mgH ₂ O/L		

Product	PU	REF
HUMIDOLIFE®	50 stuks, afzonderlijk verpakt	46445

C€0476