


TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

REF 18932



- ▶ Canule trachéale avec deux canules internes (**IC**), manchette basse pression (**CUFF**) et fonction d'aspiration (**SUCTION**)
- ▶ Colerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (**VARIO**) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Disponible dans les tailles 6,5 / 7 / 8 / 9 et 10
- ▶ Le set contient un cordon de canule, un obturateur et un passeport de canule
- ▶ Les canules internes (**REF 18933**) peuvent également être commandées séparément. La taille doit être choisie en fonction de la canule externe **TRACHEOTEC® PRO**.

CONTENU

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION 2 IC REF 18932-xx

- 1 x canule trachéale avec ballonnet (**CUFF**) et fonction d'aspiration (**SUCTION**)
- 2 x canule interne (**IC**)
- 1 x lanière de fixation de canule
- 1 x mandrin d'introduction
- 1 x passeport de canule
- 1 x mode d'emploi

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande ! Le tableau des tailles est disponible ci-joint.



VARIO



CUFF



SUCTION


CE 0482

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

CROQUIS TECHNIQUE

REF 18932



TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

REF 18932-xx

Taille	DE1	ID1	CD	NL	OL
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

Légende

Toutes les dimensions sont en mm

OD1 = diamètre externe de la collerette de canule

ID1 = diamètre interne à l'extrémité de la canule externe

CD = diamètre du ballonnet

NL = longueur sur la courbe centrale

OL = longueur sur la courbe extérieure

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	15 mm vridkoppling (VARIO) (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.