

BLOM-SINGER® ELECTROLARYNX



- ▶ Ayuda de fonación manejable y funcional para pacientes laringectomizados
- ▶ Fácil de manejar gracias a su reducido peso
- ▶ La ayuda de fonación se acopla al cuello del usuario y genera vibraciones de sonido que se transmiten a través de una membrana a la cavidad faríngea, bucal y nasal
- ▶ Por medio de movimientos fonatorios naturales, estas vibraciones se transforman en una voz sustitutiva comprensible
- ▶ El sonido de la electrolaringe se puede personalizar por medio del ajuste del tono.
- ▶ Unos botones de ajuste fáciles de manejar permiten adaptar individualmente y de forma óptima el volumen a las circunstancias del usuario
- ▶ La electrolaringe incluye un cable de carga USB magnético para facilitar la carga
- ▶ La cinta de transporte suministrada facilita el transporte de la ayuda para fonación

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Blom-Singer® ElectroLarynx Digital Speech Aid

REF EL2000

- 1 Blom-Singer® ElectroLarynx
- 1 cinta de transporte
- 1 cable de carga USB
- 1 instrucciones de uso

Opcional: Oral Adapter

REF EL2002

DATOS TÉCNICOS

Intervalo de frecuencias	70-165 Hz
Volumen	60-83 dB
Tiempo de uso	hasta 30 h con la batería recargable cargada
Dimensiones del aparato básico (L x ø)	123 x 32 mm
Peso	127,6 g
Material	Plástico ABS
Batería	3,7 Li-Ion, recargable
Capacidad	3400 mAh
Conexión USB	Micro USB magnético

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH es distribuidor exclusivo de productos Blom-Singer® en Albania, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia y Suiza.