

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114920



REF 114720



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 3-6 Monate
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam und geringes Gewicht
- ▶ Kanülenschild perfekt an die Anatomie des Halses angepasst – mit seitlichen Öffnungen zur Befestigung eines Kanülentragebandes
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mit 22 mm-Konnektor (**KOMBI**)
- ▶ Jede Größe in verschiedenen Längen
- ▶ Mit Siebung **LARYNGOTEC® KOMBI LINGO (REF 114720)** oder ohne Siebung **LARYNGOTEC® KOMBI (REF 114920)**
- ▶ Siebung nach Kundenvorgaben möglich

LIEFERUMFANG

LARYNGOTEC® KOMBI REF 114920

1 x Trachealkanüle
1 x Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®)
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

oder

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO REF 114720

1 x Trachealkanüle, gesiebt
1 x Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®)
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe und Länge (OL) hinter der Artikelnummer an!



KOMBI



LINGO



MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO


Technische Daten

TECHNISCHE SKIZZE

REF 114920



REF 114720



Legende

Alle Angaben in mm
 OD = Außendurchmesser
 ID = Innendurchmesser
 OL = Länge über den Außenbogen
 NL = Länge über den Mittelbogen
 L1 = Beginn der Phonation
 L2 = Länge der Phonation
 BA = Biegewinkel

LARYNGOTEC® KOMBI

REF 114920-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114920-0744
			54,0	62,0	92,0	114920-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	114920-0844
			54,0	62,0	82,0	114920-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	114920-0870
			36,0	44,0	56,0	114920-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	114920-0962
			65,0	75,0	93,0	114920-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	114920-1044
			55,0	62,0	67,0	114920-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	114920-1085
			36,0	44,0	48,0	114920-1144
13	16,6	13,0	55,0	62,0	66,0	114920-1162
			76,0	87,0	91,0	114920-1187
			36,0	44,0	48,0	114920-1244
			55,0	62,0	66,0	114920-1262
			77,0	90,0	93,0	114920-1290
			37,0	44,0	47,0	114920-1344
			55,0	62,0	65,0	114920-1362
			77,0	90,0	92,0	114920-1390

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114720-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114720-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114720-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114720-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114720-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	16,0	20,0	114720-0870
			36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114720-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114720-0962
			65,0	75,0	93,0	16,0	26,0	114720-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114720-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114720-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114720-1085
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1162
			76,0	87,0	91,0	16,0	26,0	114720-1187
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1262
			77,0	90,0	93,0	16,0	26,0	114720-1290

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.