


LARYVOX® TAPE FLEXIBLE


REF 48120



REF 48220



REF 48320



- ▶ Bestaat uit een zacht, textielachtig materiaal met hoge kleefkracht
- ▶ Niet-invasief
- ▶ De bijzondere materiaaleigenschap maakt hanteleren gemakkelijker, vooral bij bevestiging op problematische tracheostomavoorzieningen
- ▶ Vanwege de goede hechtkracht bijzonder goed geschikt bij lichamelijke activiteit
- ▶ Combinatie met een douchebescherming mogelijk
- ▶ Geen wrijving binnen de tracheostoma
- ▶ Met 22 mm opzetstuk voor het aanbrengen van een HME of een spreekventiel met 22 mm adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kan worden gecombineerd met speciale siliconecanules (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** of **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) als extra stabilisatie van de trachea nodig is
- ▶ Drie verschillende vormen verkrijgbaar: rond, ovaal, XL ovaal

LEVEROMVANG

LARYVOX® TAPE FLEXIBLE

15 x Tracheostomapleister, individueel verpakt
1 x gebruiksaanwijzing

round	REF 48120
oval	REF 48220
XL oval	REF 48320

