

LARYVOX® HME High Flow

REF 49810



- ▶ Mousse en polyuréthane à larges pores permettant de réduire la résistance respiratoire
- ▶ Peut donc être utilisée jusqu'à 24 heures par jour, même au cours d'activités physiques
- ▶ Couleur chair pour une apparence discrète
- ▶ Léger, profil plat
- ▶ Boîtier stable – peut être obturé d'un doigt sans pression afin de permettre la phonation de patients laryngectomisés portant une prothèse phonatoire
- ▶ Avec connecteur de 22 mm (**KOMBI**)

REF 49803

**CONTENU****LARYVOX® HME HighFlow REF 49810**

30 x cassette filtrante, emballée individuellement
1 x Mode d'emploi

LARYVOX® O₂ HME HighFlow REF 49803

30 x cassette filtrante, emballée individuellement
1 x Mode d'emploi

