

LARYVOX® ADAPT

REF 48920



- ▶ Permet la connexion d'accessoires avec un connecteur de 22 mm (**KOMBI**) comme des HME à une canule trachéale au moyen d'un connecteur de 15 mm (**UNI**)
- ▶ Il est d'une part équipé d'un connecteur de 22 mm qui sert à l'emboîtement d'un HME et est d'autre part équipé d'un adaptateur qui permet l'emboîtement à un connecteur de 15 mm (**UNI**)

CONTENU**LARYVOX® ADAPT****REF 48920**

3 x adaptateur, emballées individuellement

1 x Mode d'emploi

