

LARYVOX® ADAPT

REF 48920



- ▶ Maakt de aansluiting van hulpmiddelen zoals HME's met 22 mm-connector (**KOMBI**) op een tracheacanule met 15 mm-connector (**UNI**) mogelijk
- ▶ Hij beschikt enerzijds over een 22 mm-connector, die dient voor de aansluiting op een HME, en anderzijds over een adapter, die een stekerverbinding met een 15 mm-connector (**UNI**) mogelijk maakt

LEVEROMVANG**LARYVOX® ADAPT****REF 48920**

3 x adapter, individueel verpakt

1 x Gebruiksaanwijzing

