

FAHL® Fix Clip

REF 32460



REF 32462



REF 32463



REF 32464



- ▶ Lengüeta recerrable con cierre de gancho y bucle y clip metálico para clasificar y asegurar tubos y cables cerca del paciente.
- ▶ **FAHL® Fix Clip** contribuye a asegurar y clasificar los tubos de entrada y salida, así como los cables de monitorización. También apto para la movilización y para pacientes móviles.
- ▶ Permite múltiples aperturas y cierres gracias al resistente cierre de gancho y bucle
- ▶ Fácil reposicionamiento de los tubos de entrada y salida gracias al clip metálico
- ▶ Lengüeta con cierre de gancho y bucle apta para el etiquetado manual, p. ej., fecha de infusión
- ▶ Varias variantes disponibles
 - **FAHL® Fix Clip 1:** longitud 11 cm, con lengüeta sencilla
 - **FAHL® Fix Clip 2:** longitud 17,5 cm, con lengüeta sencilla
 - **FAHL® Fix Clip 2 PRO:** longitud 17,5 cm, con lengüeta triple
 - **FAHL® Fix Clip 3:** longitud 24 cm, con lengüeta sencilla

VOLUMEN DE SUMINISTRO**FAHL® Fix Clip 1, 2,5 x 11 cm REF 32460**

50 lengüetas con cierre de gancho y bucle y clip metálico

o

FAHL® Fix Clip 2, 2,5 x 17,5 cm REF 32462

50 lengüetas con cierre de gancho y bucle y clip metálico

o

FAHL® Fix Clip 2 PRO, 2,5 x 17,5 cm REF 32463

50 lengüetas con cierre de gancho y bucle y clip metálico

o

FAHL® Fix Clip 3, 2,5 x 24 cm REF 32464

50 lengüetas con cierre de gancho y bucle y clip metálico

