


DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 67717 (optioneel)



- ▶ Draagbaar afzuigapparaat voor subglottische afzuiging
- ▶ Afzuigzak met deksel voor hygiënische en kiemarme vervanging
- ▶ Geïntegreerd geleermiddel voor het binden van secreet
- ▶ In het apparaat geïntegreerd actief koolfilter voor het binden van geuren
- ▶ Digitale display in Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands
- ▶ Individueel instelbaar:
 - Vacuüm: -60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
 - Zuigtijd: 10 - 60 sec (instelling in stappen van 1 seconde)
 - Pauzeduur: 3 - 60 min (instelling in stappen van 1 minuut)

LEVEROMVANG**DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S REF 67700**

1 x Afzuigapparaat	
1 x Buitenreservoir "Bag" (1000 ml)	REF 67710
1 x Houder buitenreservoir "Bag"	REF 67712
1 x Afzuigzak "OneWay" (1000 ml)	
1 x Secretereservoir voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel)	
1 x Verbindingsslang voor secretereservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay"	REF 67713
1 x Netvoeding	REF 67912
1 x Snelstartgids	
1 x Gebruiksaanwijzing	

Optioneel verkrijgbaar:

1 x Buitenreservoir "Bag" (1000 ml)	REF 67710
60 x Afzuigzak "OneWay" (1000 ml)	REF 67711
1 x Houder buitenreservoir "Bag"	REF 67712
1 x Verbindingsslang voor secretereservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay"	REF 67713
1 x Reservoirsysteem voor eenmalig gebruik (buitencontainer, afzuigzak, houder voor buitencontainer, verbindingsslang, afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling)	REF 67714
10 x Afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel)	REF 100712-1
1 x Vervangingsset dubbel filtersysteem DFS®	REF 67716
1 x Houder variabel DYSSuction® Suction Device S	REF 67717

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

APPARAATOVERZICHT		REF	TECHNISCHE GEGEVENS	
①	Draaggreep		Vacuüm	-60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
②	Verbindingsslang voor secretereservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay"	67713	Zuigtijd	10 - 60 sec (in stappen van 1 seconde)
③	Koppeling voor afzuigslang		Pauzeduur	3 - 60 min (in stappen van 1 minuut)
④	Afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel) (VE 10)	100712-1	Zuigkracht aggregaat	max. 8 l/min
⑤	Buitenreservoir "Bag"	67710	Afmetingen apparaat (h x b x d)	290 x 359 x 130 mm
⑥	Afzuigzak "One Way" (1000 ml) (VE 60)	67711	Gewicht	2,2 kg
⑦	Houder buitenreservoir "Bag"	67712	Bedrijfsduur	Met netvoeding: continubedrijf Met batterijvoeding: ca. 18 uur, afhankelijk van de belasting van de motor
⑧	Bedieningspaneel		Laadtijd	6 - 7 u bij lege batterij
⑨	Contact voor stekker netvoeding		Geluidsemissie	35 dB (A)
			Spanning netvoeding	100 – 240 V AC primair bij 50-60 HZ