

**ABSORBELLIN®**

steriele

REF 30850



REF 30851



REF 30852



REF 30853



REF 30854



- ▶ Hoogwaardige tracheale kompressen, met anatomisch aangepaste ronding voor optimaal comfort
- ▶ Alle **Absorbellin®** kompressen zijn gemaakt van hydrofiel polyurethaanschuim, dat vloeistoffen betrouwbaar absorbeert
- ▶ **Absorbellin®** kompressen liggen zacht op de gevoelige huid en dempen de gevoelige huidzones dankzij het dichte polyurethaanschuim
- ▶ **Absorbellin® PED** is speciaal gemaakt voor pasgeborenen en zuigelingen
- ▶ **Absorbellin® Drain** voor het opvangen van drains, sondes, katheters en voor het absorberen van wondvocht
- ▶ Alle kompressen zijn steriel
- ▶ **SLIT**-varianten met gleuf voor het verwisselen van tracheostomieslangen of drains op hun plaats

**LEVERINGSOMVANG**

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Absorbellin®, slit, sterile</b><br>10 x Tracheale kompressen            | <b>REF 30850</b> |
| of<br><b>Absorbellin®, sterile</b><br>10 x Tracheale kompressen            | <b>REF 30851</b> |
| of<br><b>Absorbellin® PED, sterile</b><br>10 x Tracheale kompressen        | <b>REF 30852</b> |
| of<br><b>Absorbellin® PED, slit, sterile</b><br>10 x Tracheale kompressen  | <b>REF 30853</b> |
| of<br><b>Absorbellin® Drain, slit, sterile</b><br>10 x Drainage kompressen | <b>REF 30854</b> |

| Produkct                                 | Maat       | PU | REF          |
|------------------------------------------|------------|----|--------------|
| <b>Absorbellin®, slit, sterile</b>       | 9 x 10 cm  | 10 | <b>30850</b> |
| <b>Absorbellin®, sterile</b>             | 9 x 10 cm  | 10 | <b>30851</b> |
| <b>Absorbellin® PED, sterile</b>         | 6 x 6,5 cm | 10 | <b>30852</b> |
| <b>Absorbellin® PED, slit, sterile</b>   | 6 x 6,5 cm | 10 | <b>30853</b> |
| <b>Absorbellin® Drain, slit, sterile</b> | 7,5 x 9 cm | 10 | <b>30854</b> |

CE 0482