

HUMIDOBAC®

REF 46831



C 0482

REF 46830



C 0476

- ▶ Están disponibles las variantes siguientes:
 - HUMIDOBAC® (CE 0482)
 - HUMIDOBAC® HME, sterile (CE xxxx)
- ▶ HUMIDOBAC® es un filtro bacteriano/viral para el uso, p. ej., en un sistema de respiración asistida
- ▶ HUMIDOBAC® HME humedece adicionalmente el aire respiratorio
- ▶ Retención bacteriana/viral: >99,999 %
- ▶ Se monta entre el TET / la cánula traqueal y la pieza en Y del sistema de respiración asistida, así como en sentido inspiratorio o espiratorio delante del respirador
- ▶ Carcasa transparente y no conductora
- ▶ Muy ligero (<32 g)
- ▶ La vida útil máxima es de 24 horas

VOLUMEN DE SUMINISTRO	
HUMIDOBAC®	REF 46831
1 filtro bacteriano/viral (o 50 unidades, envasadas individualmente)	
o	
HUMIDOBAC® HME, sterile	REF 46830
1 filtro bacteriano/viral (o 50 unidades, envasadas individualmente)	
Al realizar el pedido, indique la cantidad.	

DATOS TÉCNICOS	REF 46831 HUMIDOBAC®	REF 46830 HUMIDOBAC® HME
Volumen corriente	300-1500 ml	150-1500 ml
Espacio muerto/volumen compresivo		53 ml
Resistencia al flujo inspiración		30 l/min 9,4 mm H ₂ O 60 l/min 23,2 mm H ₂ O 90 l/min 42 mm H ₂ O
Resistencia respiratoria inspiración	1,4 hPa a 30 l/min 3,2 hPa a 60 l/min 5,3 hPa a 90 l/min	
Resistencia respiratoria espiración	1,4 hPa a 30 l/min 3,2 hPa a 60 l/min 5,0 hPa a 90 l/min	
Volumen compresivo	45 ml	
Potencia de filtrado	99,999 %	99,9999 %
Pérdida de humedad		7,2 mg H ₂ O
Retorno de humedad		36,8 mgH ₂ O/L con un volumen corriente de 500 ml
Peso	29 g	31,5 g