

FAHL® Fix Clip

REF 32460



REF 32462



REF 32463



REF 32464



- ▶ Languette auto-agrippante refermable avec clip métallique pour séparer et sécuriser les tuyaux et les câbles à proximité du patient.
- ▶ **FAHL® Fix Clip** permet de séparer et sécuriser les tuyaux d'arrivée et d'évacuation ainsi que les câbles de monitoring. Convient aussi pour la mobilisation et pour les patients mobiles.
- ▶ Languette auto-agrippante à ouverture et fermeture multiples.
- ▶ Repositionnement aisé des tuyaux d'arrivée et d'évacuation grâce au clip métallique.
- ▶ Languette auto-agrippante permettant le marquage manuel de la date de la perfusion par exemple
- ▶ Différentes variantes disponibles :
 - **FAHL® Fix Clip 1** : longueur 11 cm, avec languette simple
 - **FAHL® Fix Clip 2** : longueur 17,5 cm, avec languette simple
 - **FAHL® Fix Clip 2 PRO** : longueur 17,5 cm, avec triple languette
 - **FAHL® Fix Clip 3** : longueur 24 cm, avec languette simple

CONTENU

- | | |
|---|------------------|
| FAHL® Fix Clip 1, 2,5 x 11 cm | REF 32460 |
| 50 x languettes auto-agrippantes avec clip métallique | |
| ou | |
| FAHL® Fix Clip 2, 2,5 x 17,5 cm | REF 32462 |
| 50 x languettes auto-agrippantes avec clip métallique | |
| ou | |
| FAHL® Fix Clip 2 PRO, 2,5 x 17,5 cm | REF 32463 |
| 50 x languettes auto-agrippantes avec clip métallique | |
| ou | |
| FAHL® Fix Clip 3, 2,5 x 24 cm | REF 32464 |
| 50 x languettes auto-agrippantes avec clip métallique | |

