

FAHL® TRACHEOSPREIZER**steriel**

REF 33502



- ▶ Maakt het spreiden van de tracheostoma bij laryngectomie- en tracheotomiepatiënten mogelijk
- ▶ Onontbeerlijk hulpmiddel bij het wisselen van canule en in noodsituaties, bijv. bij decanulatie
- ▶ De punten van de tracheospreider hebben een speciale vorm en zijn afgerond, zodat het gevaar voor verwonding bij het inbrengen in de tracheostoma tot een minimum beperkt wordt
- ▶ Dankzij de speciale constructie met de drie spreidbare vleugels kan de tracheostoma tijdens het wisselen van canule gelijkmatig en circulair in alle richtingen geopend worden
- ▶ Ergonomisch ontwerp: door de grepen naar elkaar toe te drukken wordt de tracheospreider geopend en de tracheostoma gespreid.
- ▶ Dit komt overeen met de natuurlijke ergonomie van de hand, waardoor nauwkeurig en fijn gestuurd spreiden mogelijk is.

LEVERINGSOMVANG

FAHL® Tracheospreizer
1 x tracheostomaspreider

REF 33502**CE 0482**